


Maniez l'acier à votre guise  
Flexible wire for sternal closure

# ACIER ACIER

Monofil d'acier inoxydable / Stainless steel wire




MANIEZ L'ACIER A VOTRE GUISE  
FLEXIBLE WIRE FOR STERNAL CLOSURE



## FIL / WIRE


Acier haute performance / Superior Steel



- Acier chirurgical inoxydable
- Résistance élevée
- Biocompatibilité exemplaire
- High quality surgical stainless steel
- Enhanced strength
- Substantial biocompatibility

## Flexible / Flexible

- Fermeture du sternum en toute sécurité
- Easy and secure approximation of the sternum



## SERTISSAGE / NEEDLE ATTACHMENT

PROCÉDÉ UNIQUE DE SERTISSAGE / UNIQUE NEEDLE ATTACHMENT PROCESS

### Sécurité / Security

- Sertissage ultra résistant en 8 points
- Efficace et sûr pour les fermetures les plus complexes
- Ultra resistant 8 point needle attachment
- Substantially proficient on the more complex sternal closures

### Atraumatique / Atraumatic

- Passage aisé dans le sternum sans traumatisme
- Easy passage through the sternum without traumatism



## AIGUILLE / NEEDLE

Excellente pénétration tissulaire / Excellent tissue penetration

- Géométrie étudiée des pointes des aiguilles trois facettes (Tapercutting)
- Siliconage haute performance
- Enhanced Tapercutting design
- High performance silicon coating

## Solidité / Resistance

- Acier inoxydable de haute technologie combinant résistance à la flexion et ductilité
- Refined stainless steel alloy for increased tensile strength and ductility



## MULTIPACK

*Large choix de packs pour toutes les fermetures sternales*

*Various sizes and pack quantities are available*



## INDICATIONS / INDICATIONS

- Fermeture sternale
- Chirurgie orthopédique
- Sternal closure
- Orthopaedic surgery

# ACIER

AGULHA	FIO	USPDec (metric)	1	3-4	5	6	7	8
			4	6	7	8	9	10
		Sutura por Pasta						

## ACIER PACK Embalagem simples

### AGULHA COM PONTA CORTANTE 3/8C

48 mm	45	7				31848		
-------	----	---	--	--	--	-------	--	--

### AGULHA COM PONTA CORTANTE 1/2C

25mm	45	5	31600					
40mm	45	5		31680				
40mm	45	6		31681				
48mm	45	4		31685				
48mm	45	1				31766		
48mm	45	2				31763		
48mm	45	4				31764		
48mm	45	5				31762		
48mm	45	6				31761		
48mm	45	7				31760		
48mm	45	8				31765		
48mm	45	2					31803	
48mm	45	5					31800	
48mm	45	6					31801	
48mm	45	7					31802	
48mm	45	2						31845
48mm	45	4						31846
48mm	45	7						31842

Caixa com 12 embalagens

## ACIER Cabo

### CABO

FIO cm	USP Dec (metric)	3/0	2/0	1	2	3-4	6	8
		2	3	4	5	6	8	10
16x40 cm		31720821	31720823	31720824	31720825	31720826	31720828	31720830

Caixa com 24 unidades

Outras Referências: Contacte-nos

