



Luvas de proteção de radiação 15"



LG-2

- Equivalência de chumbo: 5mm
- Luva recoberta em vinil forrada com espuma jersey.
- Disponível em pares ou luvas únicas



MIT

- Equivalência de chumbo: 5mm
- Luva recoberta em couro.
- Disponível em pares ou luvas únicas



TRI-RAD

- Equivalência de chumbo: 5mm
- Luva recoberta em vinil sem costura.
- Disponível em pares ou luvas únicas



GLOVE INSERT

Leve, lavável e absorvente. Mantém as mãos secas, prolonga a vida da luva e protege o forro do suor e do solo.



LG-4

- Equivalência de chumbo: 5mm
- Luva recoberta em vinil.
- Disponível em pares ou luvas únicas.



Luvas Cirúrgicas de Proteção de Radiação

R1 & R2



1.200



	LUVA R1	LUVA R2	SÉRIE DE LUVA1200
60kvp	45%	55%	34%
80kvp	35%	43%	30%
100kvp	26%	35%	16%
125kvp	23%	31%	12%
Tamanho	6-9, e outros tamanhos	6-9, e outros tamanhos	6.5-9, e outros tamanhos
Espessura	0.0088"	0.012"	0.012"
Cor	Marron	Marron	Laranja
Dedos curvados	sim	sim	sim
Livre de Pó	sim	sim	sim
Comprimento	12"	12"	10"