

# OPTIME®

Aiguille / Needle mm	Fil / Thread cm	USP Déc (metric)	6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
		COULEUR / COLOR								
<b>RONDES (TAPER) 3/8 C</b>										
13 mm	75	VIOLET	18S07A	18S10A	18S15A					
17 mm	75	VIOLET		18S10B	18S15B	18S20A				
22 mm	75	VIOLET			18S15C	18S20B				
26 mm	75	VIOLET					18S30A			
32 mm	75	VIOLET				18S20C	18S30B	18S35A	18S40A	
<b>RONDES (TAPER) 1/2 C</b>										
13 mm	75	VIOLET			18S15D		18G30W	18G35B		
		INCOLORE / UNDYED		18I10J						
18 mm	75	VIOLET	18S07E	18S10C	18S15E	18S20D	18S30C			
		INCOLORE / UNDYED			18I15E					
22 mm	75	VIOLET			18S15F	18S20E	18S30D			
22 mm CORPS FORT HEAVY NEEDLE	75	VIOLET							18G40B	18G50A
26 mm	75	VIOLET		18S10K	18S15P	18S20F	18S30E	18S35C		
26 mm DOUBLE AIGUILLEE DOUBLE ARMED	90	VIOLET				18S20Q	18S30W			
26 mm CORPS FORT HEAVY NEEDLE	90	VIOLET							18G40C	18G50B
30 mm	75	VIOLET				18S20G	18S30F	18S35D	18S40D	
36 mm	75	VIOLET				18S20R	18S30G	18S35E	18S40E	
40 mm	90	VIOLET					18S30H	18S35F	18S40F	18S50C
48 mm	90	VIOLET						18S35G	18S40G	18S50D
70 mm	75	VIOLET							18S40T	
<b>RONDES / TAPER 5/8 C</b>										
27 mm	75	VIOLET						18S35H	18S40S	
40 mm	75	VIOLET						18S35J		
<b>TRIANGULAIRE / CUTTING 3/8 C</b>										
10 mm	45	INCOLORE / UNDYED	18I07D							
13 mm	75	VIOLET		18S10D	18S15G					
	45	INCOLORE / UNDYED		18I10E	18I15H					
16 mm	45	INCOLORE / UNDYED		18I10F	18I15J					
	75	VIOLET			18S15K	18S20H				
19 mm	45	INCOLORE / UNDYED		18I10G	18I15R	18I20U				
	75	VIOLET			18S15L	18S20J				
		INCOLORE / UNDYED		18I10H	18I15L	18I20J				
24 mm	75	VIOLET			18S15N	18S20K	18S30J			
		INCOLORE / UNDYED				18I20K	18I30J			
		VIOLET					18S30K	18S35K		
30 mm	75	INCOLORE / UNDYED				18I20AA	18I30K	18I35K		
<b>TRIANGULAIRE / CUTTING 1/2 C</b>										
16 mm	75	VIOLET		18S10F	18S15Q					
		VIOLET				18S20L	18S30L			
23 mm	75	INCOLORE / UNDYED				18I20L	18I30L	18I35AD		
26 mm	75	VIOLET					18S30M	18S35L	18S40H	
30 mm	75	VIOLET					18S30N	18S35M	18S40J	
	90	INCOLORE / UNDYED						18I35AB		
36 mm	90	VIOLET				18S20M	18S30P	18S35N	18S40K	18S50E
		INCOLORE / UNDYED					18I30P	18I35N	18I40K	18I50E
40 mm	75	INCOLORE / UNDYED					18S30R	18S35P	18S40L	18I50N
48 mm	90	VIOLET								18S50F
48 mm DOUBLE AIGUILLEE DOUBLE ARMED	90	VIOLET						18S35V	18S40M	18S50G
48 mm	90	INCOLORE / UNDYED							18I40M	18I50G
<b>TRIANGULAIRE DROITE / STRAIGHT CUTTING</b>										
50 mm	75	VIOLET				18S20N	18S30S	18S35R		
50 mm DOUBLE AIGUILLEE DOUBLE ARMED	75	VIOLET						18S35X		
50 mm	75	INCOLORE / UNDYED				18I20N	18I30S			
60 mm	75	VIOLET					18S30WA			
		INCOLORE / UNDYED				18I20P	18I30WA			
<b>KL / TAPERCUTTING 1/2 C</b>										
18 mm	75	VIOLET					18S30T	18S35S	18S40U	
22 mm	75	VIOLET							18S40V	
26 mm	75	VIOLET				18S20W	18S30Z			
		INCOLORE / UNDYED							18I40N	
36 mm	90	VIOLET					18S30U	18S35T	18S40P	18S50H
		INCOLORE / UNDYED					18I30U	18I35T	18I40P	
36 mm	150 BOUCLE/ LOOP	VIOLET					18S30AB			
40 mm	90	VIOLET							18S40R	
40 mm	150 BOUCLE/ LOOP	VIOLET						18S35Z	18S40AB	
48 mm	90	VIOLET								18S50J
48 mm	150 BOUCLE/ LOOP	VIOLET							18S40X	18S50L
<b>BOBINE / REEL</b>										
	150	VIOLET			18R15B	18R20B	18R30B	18R35B	18R40B	18R50B
	250	VIOLET			18R15A	18R20A	18R30A	18R35A	18R40A	18R50A
	250	INCOLORE / UNDYED			18RI20A	18RI30A	18RI35A	18RI40A		

Boîte de 36 unités / Box of 36 units

Autres références : nous contacter / Other references: contact us



Z.I. LES VIGNES - 42, RUE BENOIT FRACHON 93013 BOBIGNY CEDEX FRANCE - www.peters-surgical.com  
Tél. : 33(0) 1 48 10 62 62 - Fax : 33(0) 1 48 91 22 99 - e-mail : commercial@peters-surgical.com & export@peters-surgical.com


Réf. : 98S2-2007

La sérénité au bout du fil  
Be sure of your suture

# OPTIME®

# OPTIME

Tresse résorbable / Absorbable braid




SUTURES  
SUTURES

## FIL / THREAD

### Sécurité / Security

- Résistance initiale élevée et résorption modérée pendant la période critique de cicatrisation
- Très bonne tenue aux nœuds
- Temps de résistance = 28/35 jours
- Temps de résorption totale = 60/90 jours
- High initial strength and moderated absorption during effective time of wound healing
- Excellent knot reliability
- Optimal strength duration = 28/35 days
- Total absorption time = 60/90 days



### Maniabilité / Handling

- Souplesse, grâce à une structure fine de la tresse et à une enduction légère (moins de 0,5 %) mais suffisante pour assurer une glisse irréprochable
- Soft, thanks to the fine braid structure and thanks to a light coating (less than 0,5%) sufficient to guarantee a perfect slide

### Tolérance tissulaire / Tissue tolerance

- Biocompatibilité exemplaire grâce à une résorption par hydrolyse régulière et répétitive sans réaction inflammatoire majeure
- High biocompatibility reached with regular and reproducible hydrolysis absorption without critical inflammatory response

## AIGUILLE / NEEDLE

### Pénétration tissulaire / Tissue penetration

- Géométrie élaborée des pointes rondes, triangulaires ou KL (Tapercutting) adaptées à tout type de tissu
- Siliconage haute qualité
- Enhanced design of sharp Taper point-Cutting point and Tapercutting point (KL), for all types of tissue
- High quality silicone coating



### Solidité / Resistance

- Excellente résistance à la flexion et bonne ductilité grâce à un acier inoxydable de haute technologie (aiguilles issues de la chirurgie cardiovasculaire)
- High bending strength and ductility provided by high performance stainless steel (used in cardiovascular surgery)

### Indications / Indications

- Chirurgie générale
- Chirurgie digestive
- Chirurgie gynécologique
- Chirurgie urologique
- Chirurgie orthopédique
- General surgery
- Digestive surgery
- Gynaecologic surgery
- Urologic surgery
- Orthopaedic surgery

